

# SEC62 Rabbit pAb

货号: **AYP21682**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	52kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa, MCF7
细胞定位	endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 258-399 of human SEC62 (NP_003253.1).
序列	GRHHFWFLPNLTADVGFIDSFRLPYTHEYKGPKADLKKDEKSETKKQKSDSEEKSDSEKKEDEEGKVGPGNHGTEGSG GERHSDTDSRREDDRSQHSSGNGNDFEMITKEELEQQTGDCEDEEEENDGETPKSSHEKS

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	7095
基因名	SEC62

Swiss	Q99442
别名	Dtrp1;HTP1;TLOC1;TP-1;SEC62

## 产品验证



Western blot analysis of SEC62 expressed in HeLa, MCF7 using SEC62 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)