

# ULK1/ULK2 Rabbit pAb

货号: **AYP21745**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	113kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	RD,SH-SY5Y,HepG2
细胞定位	Atg1/ULK1 kinase complex,autophagosome,cytoplasm,cytosol,mitochondrial outer membrane,recycling endosome
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-283 of human ULK1/ULK2 (NP_003556.1).
序列	MEPGRGGTETVGKFEFSRKDLIGHGAFVVFVKGRHREKHDLEVAVKCKNKNLAKSQTLLGKEIKILKELKHENIVALYDFQEMANSVYLVMEYCNGGDLADYLHAMRTLSEDTIRLFLQQIAGAMRLLHSGKIIHRDLKPQNILLSNPAGRRANPNSIRVKIADFGFARYLQSNMMAATLCGSPMYMAPEVIMSQHYDGKADLWSIGTIVYQCLTGKAPFQASSPQDLRLFYEKNTLVPTIPRETSAPLRQLLLALLQRNHKDRMDFEFFHHPFLDASPS

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	8408,9706

基因名	ULK1,ULK2
Swiss	O75385,Q8IYT8
别名	

## 产品验证



Western blot analysis of ULK1/ULK2 expressed in RD,SH-SY5Y,HepG2 using ULK1/ULK2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)