

# SPAG11A Rabbit pAb

货号: **AYP22034**

## 产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	8kDa/9kDa/12kDa/13kDa
实测分子量	17kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat testis
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-50 of human SPAG11A (NP_47810 8.2).
------	--

## 靶点信息

研究背景	May have antimicrobial activity. May also play a role sperm maturation, storage, and protection.
基因ID	653423
基因名	SPAG11A
Swiss	Q6PDA7
别名	SPAG11A; EDDM2A; HE2; sperm-associated antigen 11A

## 产品验证



Western blot analysis of SPAG11A expressed in Rat testis using SPAG11A Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5 % non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)