

Phospho-AMPK β 1-S182 Rabbit pAb

货号: AYP22395

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	30kDa
实测分子量	38KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	C2C12
细胞定位	cytoplasm,cytosol,nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	A synthetic phosphorylated peptide around S182 of human AMPK β 1 (NP_006244.2).
序列	SSSPP

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a regulatory subunit of the AMP-activated protein kinase (AMPK). AMPK is a heterotrimer consisting of an alpha catalytic subunit, and non-catalytic beta and gamma subunits. AMPK is an important energy-sensing enzyme that monitors cellular energy status. In response to cellular metabolic stresses, AMPK is activated, and thus phosphorylates and inactivates acetyl-CoA carboxylase (ACC) and beta-hydroxy beta-methylglutaryl-CoA reductase (HMGCR), key enzymes involved in regulating de novo biosynthesis of fatty acid and cholesterol. This subunit may be a positive regulator of AMPK activity. The myristoylation and phosphorylation of this subunit have been shown to affect the enzyme activity and cellular localization of AMPK. This subunit may also serve as an adaptor molecule mediating the association of the AMPK complex.
基因ID	5564
基因名	PRKAB1
Swiss	Q9Y478
别名	PRKAB1;AMPK;HAMPKb

产品验证



Western blot analysis of Phospho-AMPK β 1-S182 expressed in C2C12 using Phospho-AMPK β 1-S182 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn