

# 2'-O-methylcytidine/ Cm Rabbit pAb

货号: AYP22638

## 产品信息

反应	Species independent
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	DB
推荐浓度	<b>DB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Cm
序列	

## 靶点信息

研究背景	2'-O-Methylcytidine is a 2'-substituted nucleoside as a inhibitor of HCV replication. 2'-O-Methylcytidine inhibits RNA-dependent RNA polymerase (NS5B)-catalyzed RNA synthesis in vitro, in a manner that is competitive with substrate nucleoside triphosphate.
基因ID	
基因名	
Swiss	

别名	Cm;2'-O-methylcytidine
----	------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)