

TET2 Rabbit pAb

货号: AYP22670

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	212kDa
实测分子量	280KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	F9,Rat brain
细胞定位	nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 288-448 of mouse TET2 (NP_001035490.2).
序列	NASKPAIVPGTCPFQKAEHQKSAIDIGPSRAENKTIQGSMEIFAEEYYPSSDRNLQASHGSSEQYSKQKETNGAYFRQS SKFPKDISPPTTVPPSQSLLAPRLVLQPPLEGK GALNDVALEEHHDYPNRSNRTLLREGKIDHQPKTSSSQSLNPSVHTP

靶点信息

研究背景	Dioxygenase that catalyzes the conversion of the modified genomic base 5-methylcytosine (5mC) into 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) and plays a key role in active DNA demethylation. Has a preference for 5-hydroxymethylcytosine in CpG motifs. Also mediates subsequent conversion of 5hmC into 5-formylcytosine (5fC), and conversion of 5fC to 5-carboxylcytosine (5caC). Conversion of 5mC into 5hmC, 5fC and 5caC probably constitutes the first step in cytosine demethylation. Methylation at the C5 position of cytosine base is an epigenetic modification of the mammalian genome which plays an important role in transcriptional regulation. In addition to its role in DNA demethylation, also involved in the recruitment of the O-GlcNAc transferase OGT to CpG-rich transcription start sites of active genes, thereby promoting histone H2B GlcNAcylation by OGT.
基因ID	214133
基因名	
Swiss	Q4JK59
别名	Ayu17-44; Ayu17-449; mKIAA1546; E130014J05Rik

产品验证



Western blot analysis of TET2 expressed in F9, Rat brain using TET2 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn