

# bZIP46 Rabbit pAb

货号: **AYP22944**

## 产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	35kDa
实测分子量	50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	leaves
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa bZIP46.
序列	

## 靶点信息

研究背景	Transcription factor involved in abscisic acid (ABA) signaling pathway Transcription factor activity is fully activated by ABA.
基因ID	4340462
基因名	
Swiss	Q69TW5

别名	OsAREB1; OsbZIP46; OsABF2; ABL1
----	---------------------------------

## 产品验证



Western blot analysis of bZIP46 expressed in leaves using bZIP46 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)