

GPA5 Rabbit pAb

货号: **AYP22947**

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	120kDa
实测分子量	120kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	milk grain
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa GPA5.
序列	

靶点信息

研究背景	GPA5 is a membrane-associated protein capable of forming homodimers and that it is specifically localized to DVs in developing endosperm.
基因ID	4341636
基因名	
Swiss	Q67WV5

别名	Rab5a Effector; GPA5
----	----------------------

产品验证



Western blot analysis of GPA5 expressed in milk grain using GPA5 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn