

Hd16 Rabbit pAb

货号: **AYP22954**

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	79kDa
实测分子量	70kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Leaves,Stems,spikes,milk grain
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa Hd16.
序列	

靶点信息

研究背景	EL1 is a novel and key regulator of the GA response, can specifically phosphorylates the rice DELLA protein SLR1
基因ID	4334396
基因名	
Swiss	

别名	CKI; EL1; Hd16
----	----------------

产品验证



Western blot analysis of Hd16 expressed in Leaves,Stems,spikes using Hd16 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn