

— ABLYBIO, Help Your Research



Xa21 Rabbit pAb

货号: **AYP22965**

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	108kDa
实测分子量	108kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Stems
细胞定位	Cell membrane, Endoplasmic reticulum membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa Xa21.
------	---

靶点信息

研究背景	Bacterial Blight resistance 21
基因ID	9271075

基因名	Xa21
Swiss	Q40640 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q40640/entry)
别名	Xa21,LOC9271075,Xa21 Rabbit pAb

产品验证



Western blot analysis of Xa21 expressed in Stems using Xa21 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)