

— ABLYBIO, Help Your Research



OsMADS15 Rabbit pAb

货号: **AYP23047**

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	30kDa
实测分子量	30kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	floret
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsMADS15.
------	---

靶点信息

研究背景	an ortholog of Arabidopsis AP1 gene
基因ID	4342214

基因名	MADS15
Swiss	Q6Q9I2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q6Q9I2/entry)
别名	OsMADS15,DEP,OsMADS15 Rabbit pAb,MADS15,FDRMADS3,Protein APETALA1-like A,RMADS215,RAP1A,LOC4342214

产品验证



Western blot analysis of OsMADS15 expressed in floret using OsMADS15 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)