

OsAAP6 Rabbit pAb

货号: **AYP23051**

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	50kDa
实测分子量	50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Spikes
细胞定位	plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsAAP6.
序列	

靶点信息

研究背景	OsAAP6 greatly enhances root absorption of a range of amino acids and has effects on the distribution of various amino acids.
基因ID	4325094
基因名	
Swiss	Q5N9H2

别名	OsAAP6; qPC1
----	--------------

产品验证



Western blot analysis of OsAAP6 expressed in Spikes using OsAAP6 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary anti body: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% no n-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn