

— ABLYBIO, Help Your Research



# Phospho-FGFR3-Y724 Rabbit pAb

货号: **AYP23088**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:1000
理论分子量	75kDa/85kDa/87kDa/88kDa
实测分子量	125KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	NIH/3T3
细胞定位	Cell membrane,Cytoplasmic vesicle,Endoplasmic reticulum,Secreted,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	A synthetic phosphorylated peptide around Y724 of human FGFR3 (NP_000133.1).
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the fibroblast growth factor receptor (FGFR) family, with its amino acid sequence being highly conserved between members and among divergent species. FGFR family members differ from one another in their ligand affinities and tissue distribution. A full-length representative protein would consist of an extracellular region, composed of three immunoglobulin-like domains, a single hydrophobic membrane-spanning segment and a cytoplasmic tyrosine kinase domain. The extracellular portion of the protein interacts with fibroblast growth factors, setting in motion a cascade of downstream signals, ultimately influencing mitogenesis and differentiation. This particular family member binds acidic and basic fibroblast growth hormone and plays a role in bone development and maintenance. Mutations in this gene lead to craniosynostosis and multiple types of skeletal dysplasia. Three alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described.
基因ID	2261
基因名	FGFR3
Swiss	P22607 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P22607/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P22607/entry</a> )
别名	ACH,CD333,CEK2,HSFGFR3EX,JTK4,FGFR3,Phospho-FGFR3-Y724 Rabbit pAb

## 产品验证



Western blot analysis of Phospho-FGFR3-Y724 expressed in NIH/3T3 using Phospho-FGFR3-Y724 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/>[www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn))