

PROG1 Rabbit pAb

货号: **AYP23098**

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	17kDa
实测分子量	25kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	stems,spikes
细胞定位	
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa PROG1.
------	--------------------------------------------

靶点信息

研究背景	Control of a key transition from prostrate to erect growth in rice
基因ID	107275427
基因名	PROG1
Swiss	Q69NY0
别名	PROG1

产品验证



Western blot analysis of PROG1 expressed in stems,spikes using PROG1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5 % non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn