

— ABLYBIO, Help Your Research



# SYPL1 Rabbit pAb

货号: **AYP23333**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IF/ICC
推荐浓度	<b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	29kDa
实测分子量	29kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	extracellular exosome,plasma membrane,synaptic vesicle membrane
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-120 of human SYPL1 (NP_006745.1).
------	--

## 靶点信息

研究背景	Predicted to be involved in chemical synaptic transmission. Located in extracellular exosome.
------	---

基因ID	6856
基因名	SYPL1
Swiss	Q16563
别名	SYPL; H-SP1

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)