

— ABLYBIO, Help Your Research



PSAP Rabbit pAb

货号: **AYP23693**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	58kDa
实测分子量	63KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HepG2,A-431,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Lysosome,Secreted
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 275-524 of human PSAP (NP_002769.1).
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a highly conserved preproprotein that is proteolytically processed to generate four main cleavage products including saposins A, B, C, and D. Each domain of the precursor protein is approximately 80 amino acid residues long with nearly identical placement of cysteine residues and glycosylation sites. Saposins A-D localize primarily to the lysosomal compartment where they facilitate the catabolism of glycosphingolipids with short oligosaccharide groups. The precursor protein exists both as a secretory protein and as an integral membrane protein and has neurotrophic activities. Mutations in this gene have been associated with Gaucher disease and metachromatic leukodystrophy. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes an isoform that is proteolytically processed.
基因ID	5660
基因名	PSAP
Swiss	P07602 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P07602/entry)
别名	PSAP, GLBA, SAP1, prosaposin, PSAP Rabbit pAb, Proactivator polypeptide, Protein A, Cerebroside sulfate activator, Dispersin, Sphingolipid activator protein 1, Sulfatide/GM1 activator, A1 activator, Co-beta-glucosidase, Glucosylceramidase activator, Sphingolipid activator protein 2

产品验证



Western blot analysis of PSAP expressed in Mouse brain, Rat brain, 293T using PSAP Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)