

# NR1I3 Rabbit pAb

货号: **AYP23697**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:1000 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	30-40kDa
实测分子量	40KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse ovary
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus,cytoskeleton
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 103-352 of human NR1I3 (NP_001070948.1).
序列	PVQLSKEQEELIRTLG AHRHMGTMFEQFVQFRPPAHLFIHHQPLPTLAPVLPVTHFADINTFMVLQVIKFTKDLPVFRSLPIEDQISLLKGA AVEICHIVLNTTFCLQTQNFLCGPLRYTIEDGARVSPTVGFQVEFLELLFHFHGTLRKLQLQEPEYVLLAAMALFSPDRPGVTVQRDEIDQLQEEMALTLQSYIKGQRRPRDRFLYAKLLGLLAELRSINEAYGYQIQHIQGLSAMMPLLQEIC S

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the nuclear receptor superfamily, and is a key regulator of xenobiotic and endobiotic metabolism. The protein binds to DNA as a monomer or a heterodimer with the retinoid X receptor and regulates the transcription of target genes involved in drug metabolism and bilirubin clearance, such as cytochrome P450 family members. Unlike most nuclear receptors, this transcriptional regulator is constitutively active in the absence of ligand but is regulated by both agonists and inverse agonists. Ligand binding results in translocation of this protein to the nucleus, where it activates or represses target gene transcription. These ligands include bilirubin, a variety of foreign compounds, steroid hormones, and prescription drugs. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	9970
基因名	NR1I3
Swiss	Q14994
别名	NR1I3; CAR; CAR1; MB67; nuclear receptor subfamily 1 group I member 3

## 产品验证



Western blot analysis of NR1I3 expressed in Mouse ovary using NR1I3 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)