

FAM160B2 Rabbit pAb

货号: AYP23700

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	82kDa
实测分子量	82kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 74-303 of mouse FAM160B2 (NP_919326.1).
序列	GEAGPCLEYLLQHKILETLCTLGKAEYPPGMRQQVFQFFSKVLSQVQHPLLHYLSVHRPVQKLLRLGGTVPGSLTEKEEVQFTSVLCSKIQQDPELLAYILEGKKIIGKKTARESTAPPKDIAGYRDKDCPHSDALNRDPGLDKEHCGVPALSIHLPAETEGPENGPGESNLITSLGLCKSKKSRLALKAQENILLVSVASPAATYLTQTSTSCCMAIAEHLCLYR

靶点信息

研究背景	Orthologous to human FHIP2B (FHF complex subunit HOOK interacting protein 2B).
基因ID	239170
基因名	

Swiss	Q80YR2
别名	Rai16; Fam160b2; G430067P06Rik

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn