

— ABLYBIO, Help Your Research



ZNF652 Rabbit pAb

货号: **AYP24251**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	
实测分子量	72KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-74 of human ZNF652 (NP_055712.1).
------	---

靶点信息

研究背景	Functions as a transcriptional repressor.
------	---

基因ID	22834
基因名	ZNF652
Swiss	Q9Y2D9 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y2D9/entry)
别名	ZNF652 Rabbit pAb,ZNF652,KIAA0924

产品验证



Western blot analysis of ZNF652 expressed in MCF7 using ZNF652 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)