

— ABLYBIO, Help Your Research



# CD200 Rabbit pAb

货号: **AYP24640**

## 产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:1000
理论分子量	31kDa
实测分子量	45-50KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart,Mouse brain,Mouse lung,Rat thymus,Rat brain
细胞定位	Cell membrane; Single-pass type I membrane
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	Recombinant protein of mouse CD200.
------	-------------------------------------

## 靶点信息

研究背景	Predicted to enable protein binding activity involved in heterotypic cell-cell adhesion. Involved in negative regulation of cell population proliferation; negative regulation of macrophage activation; and negative regulation of neuroinflammatory response. Located in cell surface. Is expressed in several structures, including anterior naris; aorta; bone; nervous system; and retina. Used to study autoimmune disease. Orthologous to human CD200 (CD200 molecule).
基因ID	17470
基因名	Cd200
Swiss	O54901
别名	OX2,Mox2,CD200 Rabbit pAb,Cd200,MRC OX-2 antigen

## 产品验证



Western blot analysis of CD200 expressed in Mouse heart,Rat thymus,Mouse brain using CD200 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/>[www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn))