

— ABLYBIO, Help Your Research



Acetyl-alpha Tubulin -K40 Rabbit pAb

货号: **AYP24669**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	50kDa
实测分子量	50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton. Cytoplasm, cytoskeleton
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	A synthetic acetylated peptide around K40 of human alpha Tubulin.
------	---

靶点信息

研究背景	Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton perform essential and diverse functions and are composed of a heterodimer of alpha and beta tubulins. The genes encoding these microtubule constituents belong to the tubulin superfamily, which is composed of six distinct families. Genes from the alpha, beta and gamma tubulin families are found in all eukaryotes. The alpha and beta tubulins represent the major components of microtubules, while gamma tubulin plays a critical role in the nucleation of microtubule assembly. There are multiple alpha and beta tubulin genes, which are highly conserved among species. This gene encodes alpha tubulin and is highly similar to the mouse and rat Tuba1 genes. Northern blot studies have shown that the gene expression is predominantly found in morphologically differentiated neurologic cells. This gene is one of three alpha-tubulin genes in a cluster on chromosome 12q. Mutations in this gene cause lissencephaly type 3 (LIS3) - a neurological condition characterized by microcephaly, intellectual disability, and early-onset epilepsy caused by defective neuronal migration. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
基因ID	7846
基因名	TUBA1A
Swiss	Q71U36
别名	LIS3,TUBA3,B-ALPHA-1,Acetyl-alpha Tubulin -K40 Rabbit pAb,TUBA1A,Alpha-tubulin 3,Tubulin B-alpha-1,Tubulin alpha-3 chain

产品验证



Western blot analysis of Acetyl-alpha Tubulin -K40 expressed in HeLa using Acetyl-alpha Tubulin -K40 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)