

— ABLYBIO, Help Your Research



PABPC4 Rabbit pAb

货号: **AYP25342**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	69kDa/70kDa/72kDa
实测分子量	79kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,Jurkat,Mouse spleen,Mouse heart,Rat brain,Rat heart
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification


抗原信息

抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human PABPC4 (NP_003810.1).
------	---

靶点信息

研究背景	Poly(A)-binding proteins (PABPs) bind to the poly(A) tail present at the 3-prime ends of most eukaryotic mRNAs. PABPC4 or IPABP (inducible PABP) was isolated as an activation-induced T-cell mRNA encoding a protein. Activation of T cells increased PABPC4 mRNA levels in T cells approximately 5-fold. PABPC4 contains 4 RNA-binding domains and proline-rich C terminus. PABPC4 is localized primarily to the cytoplasm. It is suggested that PABPC4 might be necessary for regulation of stability of labile mRNA species in activated T cells. PABPC4 was also identified as an antigen, APP1 (activated-platelet protein-1), expressed on thrombin-activated rabbit platelets. PABPC4 may also be involved in the regulation of protein translation in platelets and megakaryocytes or may participate in the binding or stabilization of polyadenylates in platelet dense granules. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	8761
基因名	PABPC4
Swiss	Q13310 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13310/entry)
别名	PABPC4,APP-1,APP1,PABP4,iPABP,PABPC4 Rabbit pAb,Activated-platelet protein 1,Inducible poly(A)-binding protein

产品验证



Western blot analysis of PABPC4 expressed in Mouse spleen, Rat brain, HepG2 using PABPC4 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/>www.ablybio.cn)