

— ABLYBIO, Help Your Research



# Phospho-PKCdelta-T505 Rabbit pAb

货号: **AYP25484**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000
理论分子量	77kDa/80kDa
实测分子量	77kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-937,U-937+PMA
细胞定位	Cell membrane,Cytoplasm,Endoplasmic reticulum,Mitochondrion,Nucleus,Peripheral membrane protein,p erinuclear region
纯化	Affinity purification


## 抗原信息

抗原信息	A synthetic phosphorylated peptide around T505 of human PKCdelta (NP_006245.2).
------	---------------------------------------------------------------------------------

## 靶点信息

研究背景	Protein kinase C (PKC) is a family of serine- and threonine-specific protein kinases that can be activated by calcium and the second messenger diacylglycerol. PKC family members phosphorylate a wide variety of protein targets and are known to be involved in diverse cellular signaling pathways. PKC family members also serve as major receptors for phorbol esters, a class of tumor promoters. Each member of the PKC family has a specific expression profile and is believed to play distinct roles in cells. The protein encoded by this gene is one of the PKC family members. Studies both in human and mice demonstrate that this kinase is involved in B cell signaling and in the regulation of growth, apoptosis, and differentiation of a variety of cell types. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed.
基因ID	5580
基因名	PRKCD
Swiss	Q05655 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q05655/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q05655/entry</a> )
别名	PRKCD,ALPS3,CVID9,MAY1,PKCD,nPKC-delta,PKC6,Phospho-PKCdelta-T505 Rabbit pAb,Tyrosine-protein kinase PRKCD,Sphingosine-dependent protein kinase-1

## 产品验证



Western blot analysis of Phospho-PKCdelta-T505 expressed in U-937,U-937+PMA using Phospho-PKCdelta-T505 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/>[www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn))