

— ABLYBIO, Help Your Research



# CaMK2 $\alpha/\beta/\delta$ (Phospho-Thr305) Antibody

货号: **AYP4005**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human CaMK2 $\alpha/\beta/\delta$ (Phospho-Thr305).
------	--

## 靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	
Swiss	Q9UQM7Q13554Q13557 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UQM7Q13554Q13557/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UQM7Q13554Q13557/entry</a> )
别名	CaMK2 $\alpha$ / $\beta$ / $\delta$ (Phospho-Thr305),CaMK2 $\alpha$ / $\beta$ / $\delta$ (Phospho-Thr305) Antibody

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)