

— ABLYBIO, Help Your Research



Dematin (Phospho-Ser403) Antibody

货号: **AYP4153**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm. Cytoplasm, cytosol. Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Dematin (Phospho-Ser403).
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	3134
基因名	DMTN
Swiss	Q08495 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q08495/entry)
别名	Dematin (Phospho-Ser403) Antibody,DMTN, Dematin actin-binding protein,Erythrocyte membrane protein band 4.9,DMT,EPB49, Dematin (Phospho-Ser403)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)