

— ABLYBIO, Help Your Research



PPP1R2 (Phospho-Ser120+Ser121) Antibody

货号: **AYP4202**

产品信息

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC ELISA |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 |
| 理论分子量 | |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | |
| 细胞定位 | |
| 纯化 | Affinity purification |

抗原信息

| | |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Synthesized peptide derived from Human PPP1R2 (Phospho-Ser120+Ser121). |
|------|------------------------------------------------------------------------|

靶点信息

| | |
|------|------|
| 研究背景 | |
| 基因ID | 3134 |

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基因名 | PPP1R2 |
| Swiss | P41236 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P41236/entry) |
| 别名 | PPP1R2 (Phospho-Ser120+Ser121) Antibody,PPP1R2,IPP2,PPP1R2 (Phospho-Ser120+Ser121) |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)