

# FOXO1A (Phospho-Ser256) Antibody

货号: **AYP4291**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	69kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver,Mouse brain,Rat kidney
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human FOXO1A (Phospho-Ser256).
------	-----------------------------------------------------------------

## 靶点信息

研究背景	This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which are characterized by a distinct fork head domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in myogenic growth and differentiation. Translocation of this gene with PAX3 has been associated with alveolar rhabdomyosarcoma.
基因ID	2308
基因名	FOXO1

<b>Swiss</b>	Q12778
别名	FKH1;FKHR;FOXO1A;FOXO1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)