

HSP27 (Phospho-Ser78) Antibody

货号: **AYP4309**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	22kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus,cytoskeleton,spindle
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human HSP27 (Phospho-Ser78).
------	---

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is induced by environmental stress and developmental changes. The encoded protein is involved in stress resistance and actin organization and translocates from the cytoplasm to the nucleus upon stress induction. Defects in this gene are a cause of Charcot-Marie-Tooth disease type 2F (CMT2F) and distal hereditary motor neuropathy (dHMN).
基因ID	3315
基因名	HSPB1
Swiss	P04792

别名	HSPB1;CMT2F;HEL-S-102;HMN2B;HS.76067;HSP27;HSP28;Hsp25;SRP27
----	--

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn