

c-Jun (Phospho-Thr91) Antibody

货号: **AYP4321**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC IF/ICC ELISA |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 |
| 理论分子量 | 35kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | HeLa,HT-1080,NIH/3T3 |
| 细胞定位 | Nucleus |
| 纯化 | Affinity purification |

抗原信息

| | |
|------|---|
| 抗原信息 | Synthesized peptide derived from Human c-Jun (Phospho-Thr91). |
|------|---|

靶点信息

| | |
|------|---|
| 研究背景 | This gene is the putative transforming gene of avian sarcoma virus 17. It encodes a protein which is highly similar to the viral protein, and which interacts directly with specific target DNA sequences to regulate gene expression. This gene is intronless and is mapped to 1p32-p31, a chromosomal region involved in both translocations and deletions in human malignancies. |
| 基因ID | 3725 |
| 基因名 | JUN |

| | |
|--------------|----------------------|
| Swiss | P05412 |
| 别名 | AP-1;AP1;c-Jun;JUN;c |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn