

— ABLYBIO, Help Your Research



HSF1 (Phospho-Ser121) Antibody

货号: **AYP4412**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	52kDa/57kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,K-562,HepG2,MCF7
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human HSF1 (Phospho-Ser121).
------	---

靶点信息

研究背景	The product of this gene is a heat-shock transcription factor. Transcription of heat-shock genes is rapidly induced after temperature stress. Hsp90, by itself and/or associated with multichaperone complexes, is a major repressor of this gene.
基因ID	3297
基因名	HSF1
Swiss	Q00613 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q00613/entry)
别名	HSF1,HSTF1,HSF1 (Phospho-Ser121) Antibody,Heat shock transcription factor 1,HSF1 (Phospho-Ser121)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)