

# HSF1 (Phospho-Ser121) Antibody

货号: **AYP4412**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a> <a href="#">ELISA</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	52kDa/57kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,K-562,HepG2,MCF7
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human HSF1 (Phospho-Ser121).
------	---

## 靶点信息

研究背景	The product of this gene is a heat-shock transcription factor. Transcription of heat-shock genes is rapidly induced after temperature stress. Hsp90, by itself and/or associated with multichaperone complexes, is a major repressor of this gene.
基因ID	3297
基因名	HSF1
Swiss	Q00613

别名	HSF1;HSTF1
----	------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)