

— ABLYBIO, Help Your Research



RSK1/2/3/4 (Phospho-Ser221/227/S218/232) Antibody

货号: AYP4481

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RSK1/2/3/4 (Phospho-Ser221/227/S218/232).
------	--

靶点信息

研究背景	
------	--

基因ID	
基因名	
Swiss	Q15418P51812Q15349Q9UK32 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15418P51812Q15349Q9UK32/entry)
别名	RSK1/2/3/4 (Phospho-Ser221/227/S218/232),RSK1/2/3/4 (Phospho-Ser221/227/S218/232) Antibody

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)