

— ABLYBIO, Help Your Research



FGFR1/2 (Phospho-Tyr463/466) Antibody

货号: **AYP4510**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB ELISA |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 |
| 理论分子量 | |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | |
| 细胞定位 | |
| 纯化 | Affinity purification |

抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | Synthesized peptide derived from Human FGFR1/2 (Phospho-Tyr463/466). |
|------|--|

靶点信息

| | |
|------|--|
| 研究背景 | |
| 基因ID | |

| | |
|-------|--|
| 基因名 | |
| Swiss | P11362P21802 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P11362P21802/entry) |
| 别名 | FGFR1/2 (Phospho-Tyr463/466),FGFR1/2 (Phospho-Tyr463/466) Antibody |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)