

— ABLYBIO, Help Your Research



WWOX (Phospho-Tyr33) Antibody

货号: **AYP4518**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, Mitochondrion, Golgi apparatus, Lysosome
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human WWOX (Phospho-Tyr33).
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	WWOX
Swiss	Q96KM3 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96KM3/entry)
别名	WWOX (Phospho-Tyr33) Antibody,WWOX,Fragile site FRA16D oxidoreductase,Short chain dehydrogenase/reductase family 41C member 1,FOR,SDR41C1,WOX1,WWOX (Phospho-Tyr33)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)