

# MAPKAPK5 (Phospho-Thr182) Antibody

货号: AYP4555

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MAPKAPK5 (Phospho-Thr182).
------	---

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	Q8IW41
别名	

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)