

— ABLYBIO, Help Your Research



MDM4 (Phospho-Ser367) Antibody

货号: **AYP4557**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus . Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human MDM4 (Phospho-Ser367).
------	---

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	MDM4
Swiss	O15151 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O15151/entry)
别名	MDM4 (Phospho-Ser367) Antibody,MDM4,Double minute 4 protein,Mdm2-like p53-binding protein,Protein Mdmx,p53-binding protein Mdm4,MDMX,MDM4 (Phospho-Ser367)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)