

p47 phox (Phospho-Ser345) Antibody

货号: AYP4567

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	30kDa/44kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji,Daudi,Jurkat(Negative control)
细胞定位	Cytoplasm,Cytoplasmic side,Membrane,Peripheral membrane protein,cytosol
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human p47 phox (Phospho-Ser345).
------	---

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a 47 kDa cytosolic subunit of neutrophil NADPH oxidase. This oxidase is a multicomponent enzyme that is activated to produce superoxide anion. Mutations in this gene have been associated with chronic granulomatous disease.
基因ID	653361
基因名	NCF1
Swiss	P14598

别名	NCF1;NCF1A;NOXO2;SH3PXD1A;p47phox
----	-----------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn