

TUBA1/3/4 (Phospho-Tyr272) Antibody

货号: AYP4606

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human TUBA1/3/4 (Phospho-Tyr272).
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	Q71U36/P68363/Q9BQE3/Q13748/Q6PEY2/P68366
别名	

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn