

— ABLYBIO, Help Your Research



EPHA7 (Phospho-Tyr791) Antibody

货号: **AYP4612**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane ; Single-pass type I
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human EPHA7 (Phospho-Tyr791).
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	EPA7
Swiss	Q15375 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15375/entry)
别名	EPA7 (Phospho-Tyr791) Antibody,EPA7,EPH homology kinase 3,EPH-like kinase 11,EHK3,HEK11,EPA7 (Phospho-Tyr791)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)