

# p130 Cas Antibody

货号: **AYP4642**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a> <a href="#">IF/ICC</a> <a href="#">ELISA</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200 <b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	77kDa/93kDa/95kDa/97kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Cell junction,Cytoplasm,focal adhesion
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human p130 Cas.
------	--

## 靶点信息

研究背景	BCAR1, or CAS, is an Src (MIM 190090) family kinase substrate involved in various cellular events, including migration, survival, transformation, and invasion (Sawada et al., 2006 [PubMed 17129785]).[supplied by OMIM, May 2009]
基因ID	9564
基因名	BCAR1
Swiss	P56945

别名	BCAR1;CAS;CAS1;CASS1;CRKAS;P130Cas
----	------------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)