

STAT5B Antibody

货号: **AYP4647**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Mouse,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Polyclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC IF/ICC ELISA |
| 推荐浓度 | WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200 |
| 理论分子量 | 90kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | K562 |
| 细胞定位 | cytosol,nucleoplasm |
| 纯化 | Affinity purification |

抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | Synthesized peptide derived from Human STAT5B. |
|------|--|

靶点信息

| | |
|------|--|
| 研究背景 | Carries out a dual signal transduction and activation of transcription. Mediates cellular responses to the cytokine KITLG/SCF and other growth factors. Mediates cellular responses to ERBB4. May mediate cellular responses to activated FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4. Binds to the GAS element and activates PRL-induced transcription. Regulates the expression of milk proteins during lactation. |
| 基因ID | 6776,6777 |
| 基因名 | STAT5A,STAT5B |

| | |
|--------------|-------------------------|
| Swiss | P42229/P51692 |
| 别名 | MGF;STAT5;stat5a/stat5b |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn