

— ABLYBIO, Help Your Research



IRS-1 Antibody

货号: **AYP4649**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	131kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,293T
细胞定位	caveola,cytoplasm,cytosol,nucleoplasm,nucleus,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human IRS-1.
------	---

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance.
基因ID	3667
基因名	IRS1
Swiss	P35568 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P35568/entry)
别名	HIRS-1,IRS1,IRS-1,IRS-1 Antibody

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)