

— ABLYBIO, Help Your Research



ZIP Kinase Antibody

货号: **AYP4706**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	37kDa/52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	mouse brain,mouse lung,rat brain
细胞定位	Cytoplasm,Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human ZIP Kinase.
------	--

靶点信息

研究背景	Death-associated protein kinase 3 (DAPK3) induces morphological changes in apoptosis when overexpressed in mammalian cells. These results suggest that DAPK3 may play a role in the induction of apoptosis.
基因ID	1613
基因名	DAPK3
Swiss	O43293 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O43293/entry)
别名	DAPK3,DLK,ZIP,ZIPK,ZIP Kinase Antibody,DAP-like kinase,MYPT1 kinase,Zipper-interacting protein kinase, ZIP Kinase

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)