

# PKG2 Antibody

货号: **AYP4834**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IF:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	84kDa/87kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Rat brain
细胞定位	Apical cell membrane,Lipid-anchor
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human PKG2.
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein that belongs to the serine/threonine protein kinase family of proteins. The encoded protein plays a role in the regulation of fluid balance in the intestine. A similar protein in mouse is thought to regulate differentiation and proliferation of cells in the colon. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	5593
基因名	PRKG2
Swiss	Q13237

别名	PRKGR2;cGK2;cGKII;PRKG2
----	-------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)