

— ABLYBIO, Help Your Research



RSK3

货号: **AYP4838**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus . Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human RSK3.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	3134

基因名	RPS6KA2
Swiss	Q15349 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15349/entry)
别名	RSK3,RPS6KA2,90 kDa ribosomal protein S6 kinase 2,MAP kinase-activated protein kinase 1c,Ribosomal S6 kinase 3,pp90RSK3,MAPKAPK1C

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)