

FRS2 Antibody

货号: **AYP4846**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	57kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse kidney
细胞定位	Endomembrane system
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human FRS2.
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	10818
基因名	FRS2
Swiss	Q8WU20
别名	FRS2; FRS1A; FRS2A; FRS2alpha; SNT; SNT-1; SNT1; fibroblast growth factor receptor substrate 2

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn