

— ABLYBIO, Help Your Research



# APLF Antibody

货号: **AYP4876**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC ELISA
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	56kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat lung
细胞定位	cytosol,nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human APLF.
------	--

## 靶点信息

研究背景	C2ORF13 is a component of the cellular response to chromosomal DNA single- and double-strand breaks (Iles et al., 2007 [PubMed 17353262]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
------	--

基因ID	200558
基因名	APLF
Swiss	Q8IW19 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8IW19/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8IW19/entry</a> )
别名	APFL,C2orf13,PALF,Xip1,ZCCHH1,APLF,APLF Antibody,Apurinic-aprimidinic endonuclease APLF,PNK and APTX-like FHA domain-containing protein,XRCC1-interacting protein 1

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)