

# APLF Antibody

货号: **AYP4876**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC</a> <a href="#">ELISA</a>
推荐浓度	<b>WB:</b> 1:500 - 1:2000 <b>IHC:</b> 1:50 - 1:200
理论分子量	56kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat lung
细胞定位	cytosol,nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

## 抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human APLF.
------	--

## 靶点信息

研究背景	C2ORF13 is a component of the cellular response to chromosomal DNA single- and double-strand breaks (Iles et al., 2007 [PubMed 17353262]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
基因ID	200558
基因名	APLF
Swiss	Q8IW19

别名	APFL;C2orf13;PALF;Xip1;ZCCHH1;APLF
----	------------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)