

— ABLYBIO, Help Your Research



Myb Antibody

货号: **AYP4899**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	37-46kDa/63-85kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human Myb.
------	---

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein with three HTH DNA-binding domains that functions as a transcription regulator. This protein plays an essential role in the regulation of hematopoiesis. This gene may be aberrantly expressed or rearranged or undergo translocation in leukemias and lymphomas, and is considered to be an oncogene. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
------	--

基因ID	4602
基因名	MYB
Swiss	P10242 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P10242/entry)
别名	MYB,Cmyb,c-myb,c-myb_CDS,efg,Myb Antibody,Proto-oncogene c-Myb

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)