

— ABLYBIO, Help Your Research



TAL-1 Antibody

货号: **AYP4908**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB ELISA
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	16kDa/31kDa/34kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,HT-29,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Synthesized peptide derived from Human TAL-1.
------	---

靶点信息

研究背景	Implicated in the genesis of hemopoietic malignancies. It may play an important role in hemopoietic differentiation. Serves as a positive regulator of erythroid differentiation (By similarity).
------	---

基因ID	6886
基因名	TAL1
Swiss	P17542 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P17542/entry)
别名	TAL1,SCL,TCL5,bHLHa17,tal-1,TAL-1 Antibody,Class A basic helix-loop-helix protein 17,Stem cell protein,T-cell leukemia/lymphoma protein 5

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)